

MANUÁL K OBSLUHE TETOVACIEHO PRÍSTROJA

TIFI by HANAMI.

Špecifické číslo modelu prístroja je uvedené na zadnej strane panela.

Voltáž 9V/2000mA

Výkon 4-7 V

Balenie obsahuje:

- Panel
- Dermograf
- Adaptér
- Napájací kábel na dermograf
- Vzorok cartridge

PANEL:



A-MTS tlačidlo pre manuálne nastavenie rýchlosti od 110 – 180 vpichov za sekundu. Rýchlosť si regulujete tlačidlami + -

BROW je prednastavený program na pigmentáciu obočia. Zobrazí sa odporučená rýchlosť 133 vpichov/s.

LINE je prednastavený program na pigmentáciu očných liniek. Zobrazí sa odporučená rýchlosť 149 vpichov/s.

LIP je prednastavený program na pigmentáciu pier. Zobrazí sa odporučená rýchlosť 157 vpichov/s.

+ tlačidlo slúži na zvýšenie rýchlosti

POWER tlačidlo slúži na zapnutie a vypnutie prístroja. Pri spustení do prevádzky, či vypnutí, je potrebné dlhšie stlačenie tlačidla POWER.

Tlačidlo - slúži na zníženie rýchlosti

- Pri každom programe si viete rýchlosť regulovať individuálne použitím tlačidiel +-
- Rýchlosti: 110, 118, 126, 133, 141, 149, 157, 164, 172, 180

DERMOGRAF:



Dĺžka dermografu 12,4 cm, priemer dermografu širšej časti 3.2 cm a užšej 2,4 cm.

Vo vrchnej časti na plášti dermografu pri nápisu HANAMI je tlačidlo **PAUSE**. Slúži na spustenie dermografu pri práci, ale aj zastavenie /pause/ počas úkonu. Plne nahradí nožný pedál, ktorý sa požíval v minulosti. Nemáte tak potrebu sa dotýkať panelu počas práce. Opätovným stlačením PAUSE tlačidla spustíte dermograf k výkonu.

CARTRIDGE:



Cartridge sú šrobovacie, sterilné jednorazové. Dodávajú sa v boxe po 15 kusov. K dispozícii sú

1 R – jednobodová ihla

3 R – trojbodová ihla

5 R – päťbodová ihla

Spustenie stroja do prevádzky.

- Zapojte adaptér a napájací kábel na panel prístroja.
- Umiestnite adaptér do siete.
- Nasadte príslušný cartridge. Našrobujte na dermograf v smere hodinových ručičiek.
- Dlhšie podržte tlačidlo POWER na panely /dole v strede/.
- Rozbliká sa „ON“ na displeji a následne sa zobrazí blikajúca rýchlosť /118/
- Stlačte krátko opäť tlačidlo POWER a číslo na displeji prestane blikat a svieti neprerušovane.
- Zvoľte si program alebo si nastavte rýchlosť použitím tlačidiel +/-.
- Stlačte PAUSE tlačidlo na dermografe.
- Vysunutie ihly si regulujete otáčaním strednej časti obruče na dermografe.
- Prácu prerušíte stlačením PAUSE tlačidla na dermografe.
- Stroj vypnete dlhším stlačením tlačidla POWER na panely.